




MediWin CB



Mises à jour dans MediWin CB


Mises à jour dans MediWin CB

Dès que les données actualisées sont prêtes pour l'installation, le message suivant s'affiche dans la barre inférieure de la fenêtre principale de CB :




Cliquez sur le bouton, vous pouvez également y accéder via **Configuration > Outils > Mise à jour**.

Cliquez sur **Rechercher des mises à jour**, puis, au même endroit, sur **x mises à jour sont disponibles** :



Cochez les mises à jour souhaitées. Cliquez ensuite sur **Installer** :



Vous pouvez suivre la progression de l'installation.

Selon la mise à jour, vous devez choisir d'autres options, par exemple lors de la mise à jour de Compactus.

Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Quitter**.

Sélectionnez les mises à jour à installer

	Nom	Version installée	Nouvelle version	Progression	Etat
<input type="checkbox"/>	Compactus		22.10.2024		
<input type="checkbox"/>	ZSR	12.12.2016	16.10.2024		
<input type="checkbox"/>	Tarif caisse	21.10.2012	08.11.2022		
<input type="checkbox"/>	Assurance / IDBag	13.12.2016	22.10.2024		
<input checked="" type="checkbox"/>	Tarif : Tarmed	22.07.2018	01.10.2024		Installé

Total sélectionné : 1 mise à jour

Installer Quitter